

# Zumax Mikroskope 2021

## 4 Modelle



# Zumax Mikroskope 2021

## OMS3200PRO Mag6 MoZoom

### FreeMov<sup>®</sup> Electromagnetic System(A-F)



Alle anderen Funktionen und Optionen sind identisch mit OMS3200R2.

OMS3220PRO  
FreeMov  
6 Magnetbremsen



# Zumax Mikroskope 2021

## OMS3200R2 FreeMov



OMS3200R2  
Auf Rollen / Decke 850mm  
Decke 720 oder 1000mm  
Super balance arm  
FreeMov 3 Magnetbremsen  
Motor Zoom 200-450mm  
Mech. PD Einstellung  
Twin LED (nicht mit FluoDet)  
BriPlus 5500k

Optionen:  
FluoDet + AntiReflec + 4k Kamera  
4k Kamera  
MagPlus 1.5 x  
Externe Kamera  
Andere...

# Zumax Mikroskope 2021

## OMS2380R2 Zoom Twin



OMS2380R2  
Auf Rollen 850mm  
Decke 720 or 1000mm  
Super balance arm  
Man Zoom 200-450mm  
Mech. PD Einstellung  
Twin LED (nicht mit FluoDet)

Optionen:  
FluoDet + AntiReflec + 4k Kamera  
4k Kamera  
AntiReflec AR  
MagPlus 1.5 x  
Externe Kamera  
Andere...

# Zumax Mikroskope 2021

## OMS2350 perfect package



OMS2350 Basic  
Auf Rollen 600mm  
Decke 600 oder 950mm  
Balance arm  
VarioDist 190-300mm  
Mech. PD Einstellung

Optionen:  
Full HD Kamera  
Externe Kamera  
Andere...

# Zumax Mikroskope 2021

## OMS2350 Basic



OMS2350 Basic  
Auf Rollen 600mm  
Decke 600 oder 950mm  
Balance arm  
Standard Optik F250

Optionen:  
Full HD Kamera  
Externe Kamera  
Andrere...

# Zumax Mikroskope 2021 Zubehör



# Zumax Mikroskope 2021 Zubehör für alle Modelle



- Photo
- Extender & Beam Splitter 20:80
  - Easy 360 Plus
  - iPhone/ Samsung Clip



# Zumax Mikroskope 2021 Pendulum Function



**Binocular Rotation Ring**

+



**Binocular Extender**

or



**Extender & Beam Splitter (20%:80% or 50%:50%)**



**25° Right Inclination**



**Vertical Position**



**25° Left Inclination**

# Zumax Mikroskope 2021

## Zubehör für alle Modelle

### Wichtigste Optionen Zumax Mikroskope

Beam Splitter (20%:80%)	800-0113
Extender and Beam Splitter (20%:80%)	800-0115
Binocular extender	800-0122
Binocular rotation ring	800-0123
Easy 360 Plus phone adapter	800-0402
Digital Camera Adapter Sony Nex F340	800-0175
HDMI cable mini integrated in OMS arm	NN
Inner power supply Sony Alpha	NN



Binocular  
rotation  
ring



Binocular  
extender



Binocular  
extender & beam  
splitter 20 80



Digital  
camera  
adapter

# Zumax Mikroskope 2021

## Sprechen Sie mit uns!



FTC Dental  
Bernhard Frey

079-247 32 91

[bernhard@ftcdental.ch](mailto:bernhard@ftcdental.ch)

[www.ftcdental.ch](http://www.ftcdental.ch)

[www.endosolutions.ch](http://www.endosolutions.ch)